



Система позволяет упростить и упорядочить работу со всеми **ГРВ**-данными на компьютере, быстро находить информацию о пациентах, осуществлять новые **ГРВ** -съемки, обрабатывать их в любой из программ комплекса GDV Software.

Программный комплекс [GDV Software](#) сохраняет всю информацию (данные о пациенте, **ГРВ** -съемки и рассчитанные по ним параметры) в файлы специального формата SBJ. Эти файлы хранятся на компьютере пользователя, обычно - в папке с соответствующими **ГРВ** -съемками.

Со временем, когда количество проведенных ГРВ-исследований возрастает, искать и структурировать SBJ-файлы пациентов становится неудобно.

Система управления **ГРВ**-данными "**SBJmanager for GDV Software**" предназначена для удобного хранения и использования всей информации о пациентах и их **ГРВ** -съемках.



**Система управления ГРВ-данными "SBJmanager for GDV Software" позволяет:**

- Создавать, редактировать и просматривать файлы с **ГРВ**-съемками и полными данными пациентов;
- Осуществлять съемку **ГРВ**-грамм через программу [GDV Capture](#) ;
- Обработывать и просматривать **ГРВ**-съемки в программах [GDV Software](#) ;
- Работать с полноценной картотекой пациентов – добавлять фото, комментарии, диагнозы, контактную информацию;
- Группировать и сортировать пациентов по различным параметрам.

Смотрите также:

- [Отзывы пользователей программ компании "МедЭО"](#)
- [Дополнительные материалы](#)

[Заказать...](#)